

Kompatibilita senzorů pulsní oxymetrie s jednotlivými přístroji

Označení	Délka kabelu (metry)	Použití tloušťka prstu, hmotnost pacienta	Balení (kusy)								
				WristOx2 3150	PalmSat 2500/2500A	8500	7500	7500FO do MR	Avant 9600	Avant 2120	LifeSense II
Senzory pevné na opakované použití											
8000AA	1	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000AA-WO2	0,3	≥ 30 kg	1	ano							
8000AA-2	2	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000AA-3	3	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000AP	1	8 - 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000Q2	1	≥ 40 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000R	1	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
Senzory měkké na opakované použití											
8000SS	1	7,5 - 12,5 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000SS-3	3	7,5 - 12,5 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000SS-WO2	0,3	7,5 - 12,5 mm	1	ano							
8000SM	1	10 - 19 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000SM-3	3	10 - 19 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000-SM-WO2	0,3	10 - 19 mm	1	ano							
8000SL	1	12,5 - 25,5 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000SL-WO2	0,3	12,5 - 25,5 mm	1	ano							
8100SS	1	7,5 - 12,5 mm	1								
8100SM	1	10 - 19 mm	1								
8100SL	1	12,5 - 25,5 mm	1								
Senzory flexibilní na opakované použití											
8000J	1	≥ 22 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8000J-WO2	0,3	≥ 30 kg	1	ano							
8008J	1	4 - 22 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
8001J	1	≤ 4 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
Senzory optické do magnetické rezonance											
8000FC-20	6	dospělí	1					ano			
8000FC-30	9	dospělí	1					ano			
8000FI-20	6	děti	1					ano			
8000FI-30	9	děti	1					ano			
Prodlužovací kabely a adaptéry k senzorům											
UNI-EXT-1	1		1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
UNI-EXT-3	3		1		ano	ano	ano		ano	ano	ano
3150I	0,1		1	ano							

adapter na senzory, které nelze přímo připojit k 3150 WristOx2